


FICHE PRODUIT



Membranes en polycarbonate non stériles, Dia: 25mm

Référence : SAR-23006025N

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Membranes en polycarbonate non stériles, Ø: 25mm

- Contrôle microbiologique de l'eau: contrôle des légionelles conformément à la norme AFNOR NFT 90-431.
- Epifluorescence, observations microscopiques, analyses gravimétriques.
- Membranes de type écran à pores capillaires parfaitement calibrés.
- Surface lisse permettant une parfaite visibilité des particules en microscopie optique ou électronique.
- Non hygroscopique : n'absorbe pas l'humidité de l'air donc idéale pour les analyses gravimétriques.
- Diamètre(Ø): 25mm.
- Seuil de rétention: 0,40µm.

Conditionnement minimum de vente: Boîte de 100.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/membranes-en-polycarbonate/1933-membranes-en-polycarbonate-non-steriles-o-25mm.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com