


FICHE PRODUIT



Membranes,nitrate de cellulose, Dia: 47mm,stérile unitaire,type 13

Référence : SAR-13806047S

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Membranes,nitrate de cellulose, Ø 47mm,stérile unitaire,Type 138;

- Quadrillage (130 carrés de 3,1 mm de côté) imprimé à la surface du filtre pour un comptage et une localisation simplifiés des colonies sous un microscope ou à l'oeil nu;
- Quadrillage discontinu constitué de points rapprochés assurant ainsi une croissance optimale des micro-organismes.
- Média parfaitement adapté au comptage des particules car il permet une répartition homogène du liquide.
- Quatre couleurs de membranes disponibles pour une meilleure lecture.
- Existe en 2 versions: stérile en emballage unitaire; non stérile autoclavable à 121 °C, nous consulter.
- Couleur de la membrane: Vert.
- Couleur du quadrillage: Vert foncé.

Applications:

- Mise en évidence des germes totaux Permet une meilleure lecture en cas de bactéries

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

translucides (Pseudomonas).

- Seuil de retention: 0,45mm.

Conditionnement minimum de vente: 100 membranes.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/membranes-nitrate-de-cellulose/1937-membranes-nitrate-de-cellulose-o-47mm-sterile-unitaire-type-13.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com