


FICHE PRODUIT



Cellule Neubauer, simple, qualité standard

Référence : SOC-CNBS

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Cellule NEUBAUER, Simple, qualité standard

- Livrées en boîtes individuelles avec 2 lamelles planées pour la qualité standard.
- Dimension de la grille: 3 x 3mm.
- Profondeur de la grille: $0,1 \pm 0,001$ mm.
- Volume total: 0,9µl.
- Surface du plus petit carrée: 0,0025mm².

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/cellules-a-numeration-reutili/194-cellule-neubauer-simple-qualite-standard.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com