

FICHE PRODUIT

Lit funéraire réfrigéré, Modèle Libr210

Référence : SOC-LIBR210

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Ce lit répond de la même technologie que les tables funéraires réfrigérantes avec une présentation réfrigérée esthétique.

Groupe frigorifique très silencieux en utilisation.

Les tons chaleureux du bois s'intègrent parfaitement aux salons funéraires des hôpitaux, maisons de retraite et chambres funéraires.

Dimensions extérieures : L 2100 x P 700 x H 580.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-de-salon/1947-lit-refrigere-modele-frima-libr210.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com