

FICHE PRODUIT

Malette / sacoché de médecin, Modèle Med-kit I

Référence : RIE-5280

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

CARACTERISTIQUES:

- * Tensiomètre anéroïde precisa N plastique/métal
- * Stéthoscope duplex aluminium
- * Lampe de diagnostic fortelux N
- * Marteau réflexe buck
- * Dimensions: L 31,5 cm x P 29 cm x H 10,5 cm

Pièces de rechange fournies :

- * Verre de protection precisa N/ri-san
- * Embouts auriculaires duplex
- * Membranes duplex
- * Lampe fortelux N
- * Garnitures en caoutchouc buck

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/1949-malette-sacoche-de-medecin-modele-med-kit-i.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com