


FICHE PRODUIT

Tabouret de laboratoire, Modèle YC99J7

Référence : SOC-TIA-YC99J7

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Description du Tabouret de laboratoire, Modèle YC99J7

- * Structure en acier inoxydable.
- * Les caoutchoucs à la surface et aux pieds de la chaise peuvent être modifiés.
- * Dimensions globales : 380mm x 460mm x 240mm.
- * Poids à l'expédition : 4 kg.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/tabouret/1951-tabouret-de-laboratoire-modele-yc99j7.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com