

FICHE PRODUIT



Chariot de manutention à un seul niveau, Modèle YC83J3

Référence : SOC-TIA-YC83J3

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Chariot de manutention à un seul niveau, Modèle YC83J3

- Produit conçu pour faciliter le travail de logistique dans les hôpitaux afin d'augmenter l'efficacité au travail.
- Fait en acier inoxydable de bonne qualité, facile à nettoyer.
- Le chariot peut être divisé en deux compartiments, chacun pouvant contenir quinze bouteilles destinées au chauffage de l'eau.
- Bouteille pour eau, difficile à verser, à usage facile.
- Dimension globale: 1132.5mm X 660mm X 866.5mm.
- Dimension d'expédition: 1182.5mm X 710mm X 936.6mm.
- Poids à l'expédition: 30kg..

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/chariots-divers/1952-chariot-de-manutention-a-un-seul-niveau-modele-yc83j3.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com