


FICHE PRODUIT

Membranes filtrantes, nitrate de cellulose, type 113, Dia : 47mm

Référence : SAR-11306047

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Membranes filtrantes, Nitrate de cellulose, type 113, Ø: 47 mm

- Membranes planes et rondes à monter sur des systèmes en inox, en verre ou en plastique pour la filtration de petits volumes de liquides.
- Disponibles dans 5 matériaux différents.
- Toutes ces membranes sont inertes biologiquement et ne relarguent pas de fibres.
- Membrane à très faible taux d'adsorption protéique et à excellente stabilité thermique.
- Seuil de rétention: 0,2 µm pour la filtration stérilisante de milieux de culture, liquides biologiques et solutions thermosensibles.
- Seuil de rétention: 0,45 µm pour l'élimination de particules.
- Seuil de rétention: 0,45 µm.

Conditionnement minimum de vente: Boîte de 100 pièces.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/membranes-filtrantes/1953-membranes-filtrantes-nitrate-de-cellulose-type-113-o-47mm.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com