

FICHE PRODUIT

Dynatest

Référence : RIE-5265

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

La santé en main ! En cas de maladie rhumatismale et après un traumatisme sportif, Dynatest calcule de façon exacte la force musculaire des mains et permet de s'entraîner efficacement. Le dynamomètre maniable est très solide ; il est remarquablement approprié à une utilisation fréquente en cabinet médical et en clinique. Les balles souples jaunes sont idéales pour les exercices de thérapie du mouvement.

CARACTÉRISTIQUES:

- * Boîtier commode en plastique résistant.
- * Graduation bien lisible de 0 à 1,0 bars.
- * Balle noire sans latex pour mesurer la force.
- * Soupape d'échappement de précision chromée et résistante à l'usure.
- * Mouvement d'instrument de mesure de grande valeur et à longue durée de vie.
- * Cinq balles souples jaunes à but thérapeutique.
- * Mode d'emploi contenant des exercices pour une thérapie du mouvement efficace.
- * Tableau pratique de documentation des mesures.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit


<https://www.socimed.com/dynamometres-medicaux/1956-dynatest.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com