

FICHE PRODUIT



Diapason pour neurologue avec pied RIESTER, selon RYDEL-SEIFFER

Référence : RIE-5175

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

L'établissement de nouveaux diagnostics précis ainsi que la prise rapide de décisions rythme le quotidien en cabinet médical et en clinique : cela implique l'utilisation d'instruments diagnostiques répondant aux exigences les plus pointues.

Des matériaux triés sur le volet et une fabrication de première classe garantissent un maximum de fonctionnalité et de fiabilité, et cela pendant très longtemps.

Pour le neurologue, le diapason selon Rydel-Seiffer est un instrument indispensable; Il permet d'établir un diagnostic clair d'un déficit de la sensibilité vibratoire, de contrôler d'évaluer la pallesthésie et de détecter les polyneuropathies.

CARACTÉRISTIQUES:

- * Matériaux haut de gamme: acier nickelé.
- * Grand choix de différentes fréquences: de 64 Hz à 4096 Hz.
- * Diapasons pied pour les différentes exigences du quotidien en cabinet médical et en clinique.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/diapasons-medicaux/1958-diapason-pour-neurologue-avec-pied-riester-selon-rydel-seiffer.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com