

FICHE PRODUIT

Set III de diapasons en aluminium RIESTER

Référence : RIE-5142

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Coffret en matière plastique contenant 5 diapasons en aluminium (n° 5162, n° 5165, n° 5167, n° 5169, n° 5171) en vue de la réalisation d'examens auditifs complets. Ainsi, les fréquences les plus importantes sont à portée de main.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/diapasons-medicaux/1959-set-iii-de-diapasons-en-aluminium-riester.html>

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com