

FICHE PRODUIT



Courroie de compression, Modèle Ri-Clip

Référence : RIE-5000

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

La prise de sang doit être aussi simple et rapide que possible à commencer par la compression de la veine: découvrez aujourd'hui un nouveau produit RIESTER qui vous rend la tâche très facile.

Avantages:

- Vous gardez toujours une main libre au moment de placer la courroie en toute sécurité.
- Ce produit réalisé sans métal dans un matériau synthétique de haute qualité a un faible poids et une excellente performance.
- Il empêche en effet le coincement désagréable de la peau et des poils fins.
- Il n'est pas seulement attrayant par son prix, mais aussi par son design en plusieurs coloris.
- Assurer l'hygiène requise n'est pas non plus un problème: la désinfection est effectuée avec les produits usuels ou en autoclave à 120 C/1 bar.
- Courroie de compression ri-clip® conditionnée en sachet polyéthylène, avec latex.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-de-congestion-sanguine/1961-courroie-de-compression-modele-ri-clip.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com