

FICHE PRODUIT

Spirotest

Référence : RIE-5260

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Description:

- La technique moderne de l'appareil spirotest garantit une prise de mesure exacte de la capacité pulmonaire, sans utilisation d'eau.
- La qualité RIESTER haut de gamme au design séduisant est tout particulièrement appréciée dans les cabinets médicaux et les centres sportifs.
- Son maniement aisé rend également l'appareil spirotest attrayant pour les particuliers souhaitant mesurer leur capacité pulmonaire.

CARACTÉRISTIQUES:

- Boîtier moderne en matière plastique bleue
- Plage de mesure allant de 1 000 à 7 000 cm³
- Complet, dans carton, avec 50 embouts buccaux en plastique
- Pour les examens sportifs et les soins médicaux en cabinet médical ou à domicile.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/mesure-de-la-pression-pulmonaire/1967-spirotest.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1
Résolution de l'écran	Full HD

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com