

FICHE PRODUIT

Fuchsine phéniquée en solution, selon ZIEHL-NEESEN - 500 ml

Référence : MER-9215-0-5

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Fuchsine phéniquée en solution selon ZIEHL-NEESEN : colorant MERCK.

Conditionnement minimum de vente: 500 ml.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/colorant-pour-microbiologie-merk/1971-fuchsine-pheniquee-en-solution-selon-ziehl-neelsen-500-ml.html>

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com