

FICHE PRODUIT



Distributeur automatique de préservatifs, Modèle DA 400

Référence : SOC-DA400

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Distributeur de préservatifs à 4 sélections aux dimensions extrêmement réduites.

- Structure anti-effraction entièrement réalisée en acier inoxydable.
- Panneau frontal en polycarbonate muni d'un rétro-éclairage programmable et de la légende des produits.
- Touches de sélection anti-vandalisme.
- Prévu pour fixation murale ou encastrément.
- Muni d'un accepteur de billets de banque, valideur de pièces de monnaie et, sur demande, d'un conduit pour rendre la monnaie et d'un antivol auto-alimenté.
- Diagnostic et comptabilité disponible sur écran LCD 16 X 2.
- Relevé des données avec imprimante portable en option.
- Pour les paquets de préservatifs de dimensions 57 x 57 x 13 mm.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/distributeur-de-preservatifs/1973-distributeur-automatique-de-preservatifs-modele-da-400.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com