

FICHE PRODUIT



Electrocardiographe SE - 3 (large écran)

Référence : SOC-SE-3WS

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

• Caractéristiques de l'Électrocardiographe SE - 3 (large écran)

- Appareil portable simple d'utilisation: ajustement automatique des paramètres;
- Analyses et diagnostics rapides, ajustement automatique des paramètres;
- Port entrée-sortie et RS-232, possibilités de réseau.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/electrocardiographes-ecg/1976-electrocardiographe-se-3-large-ecran.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com