


FICHE PRODUIT



Minisart high flow, stérilisé à l'oxyde d'éthylène

Référence : SAR-16532K

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

stérilisé à l'oxyde d'éthylène

- Débit élevé.
- Filtration d'acides et de bases.
- Large compatibilité chimique, pH 1-14.
- Membrane en PES (polyéthersulfone)
- Sortie: Luer-Lock.
- Pression maximale : 6,5 bar.
- Absorption minimale des protéines.
- Code couleur: Bleu nuit.
- Seuil de rétention: 0,2 µm.
- Conditionnement minimum de vente: 50 pièces en emballage stérile unitaire.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/minisart-high-flow/1980-minisart-high-flow-sterilise-a-l-oxyle-d-ethylene.html>


Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

Photos du produit


SOCIMED SARL

 9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com