


FICHE PRODUIT



Minisart hydrophobe, transparent, stérilisé par irradiation

Référence : SAR-16596HYK

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Minisart hydrophobe, transparent, stérilisé par irradiation

Applications:

Clarification et filtration stérilisante de solutions aqueuses pour des volumes allant jusqu'à 100 ml.

Spécifications:

- Stérilisé à l'oxyde d'éthylène.
- Pression maximale: 4,5 bar.
- Corps de filtre: Cyrolite.
- Diamètre membrane: 26 mm.
- Surface de filtration: 5,3 cm².
- Raccord entrée: Luer Lock femelle.
- Volume mort: 0,1 ml.
- Température maximale d'utilisation: 50°C.
- Code Couleur: Transparent

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Seuil de rétention: 0,2 µm.
- Type de membrane: PTFE (polytetrafluoroéthylène).
- Raccord sortie: Luer Lock mâle.

Conditionnement minimum de vente: 50 pièces.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/minisart-nml-plus-gf-hydrophobes/1981-minisart-hydrophobe-transparent-sterilise-par-irradiation.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com