


FICHE PRODUIT



Minisart Plus, jaune, stérilisé à l'oxyde d'éthylène

Référence : SAR-17829K

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Minisart Plus, jaune, stérilisé à l'oxyde d'éthylène;

Applications:

- Clarification et filtration stérilisante de solutions aqueuses pour des volumes allant jusqu'à 100 ml.
- possède un pré-filtre en fibre de verre.
- stérilisé à l'oxyde d'éthylène.
- Pression maximale: 4,5 bar.
- Corps de filtre: Cyrolite.
- Diamètre membrane: 26 mm.
- Surface de filtration: 5,3 cm².
- Raccord entrée: Luer Lock femelle.
- Volume mort: 0,1 ml.
- Température maximale d'utilisation: 50°C.
- Code Couleur: Jaune
- Seuil de rétention: 0,45 µm.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Type de membrane: SFCA (acétate de cellulose sans surfactant) + FV (Fibre de verre).
- Raccord sortie: Luer Lock mâle.

Conditionnement minimum de vente: 50 pièces en emballage stérile unitaire.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/minisart-nml-plus-gf-hydrophobes/1983-minisart-plus-jaune-sterilise-a-l-oxyde-d-ethylene.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com