

FICHE PRODUIT



Garrot JETPULL - Vert

Référence : SOC-JETPULLV

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Garrot JETPULL de couleur verte.

Garrot avec bande élastique et fermoir de sécurité.

Facile d'emploi, il se règle d'une seule main.

Déblocage rapide et sûr par pression sur les boutons poussoirs latéraux.

Léger : 36 g, il est facile à transporter dans une poche ou une mallette.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/garrots-tourniquet/1994-garrot-jetpull-vert.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com