


FICHE PRODUIT

Rampe multiposte Combisart, Rampe inox 3 postes complète

Référence : SAR-16824

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Rampe multiposte Combisart, Rampe inox 3 postes complète

Applications:

- Contrôle microbiologique par dénombrement de germes par la méthode de filtration sur membrane. Analyse de particules;
- Les systèmes de filtration sous-vide Combisart® sont polyvalents et sûrs.
- Adaptation possible de tous types d'entonnoirs de filtration quelles que soient leur taille et leur matière : verre, inox, polypropylène (Biosart 250) ou polycarbonate.
- Grâce au filtre évent stérile présent sur chaque poste, récupération aisée de la membrane et pas de risque de contamination secondaire.
- Utilisation gaucher / droitier grâce au support de la membrane orientable à 360°.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/systeme-de-filtration-sous-vide/1995-rampe-multiposte-combisart-rampe-inox-3-postes-complete.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com