

FICHE PRODUIT



Système monoposte Combisart, avec entonnoir de 500 ml

Référence : SAR-16201

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Système monoposte Combisart, avec entonnoir de 500 ml;

Applications:

- Contrôle microbiologique par dénombrement de germes par la méthode de filtration sur membrane.
- Analyse de particules; Les systèmes de filtration sous-vide Combisart® sont polyvalents et sûrs.
- Adaptation possible de tous types d'entonnoirs de filtration quelles que soient leur taille et leur matière : verre, inox, polypropylène (Biosart 250) ou polycarbonate.
- Grâce au filtre évent stérile présent sur chaque poste, récupération aisée de la membrane et pas de risque de contamination secondaire.
- Utilisation gaucher / droitier grâce au support de la membrane orientable à 360°.
- Support inox avec fritté.
- Utilisation sur fiole à vide.
- Pour membrane 47 ou 50 mm.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Poids: 2.5

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/systeme-de-filtration-sous-vide/1998-systeme-monoposte-combisart-avec-entonnoir-de-500ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com