

FICHE PRODUIT

Compteur d'impulsion électrique 3300CR

Référence : SOC-CM8643TR

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Compteur d'impulsion électrique 3300CR

S'adapte aux besoins de l'utilisateur:

- La correspondance touche-groupe cellulaire peut se modifier
- 10 canaux de comptage de 999 comptages
- Le numéro de canaux actifs peut être sélectionné
- Les groupes cellulaires peuvent être renommés pour certaines applications
- Il faut seulement connecter un PC
- Le Compteur d'impulsion électrique 3300CR permet l'identification du patient
- **Après connections à un PC** : possibilité d'introduire le nom du laboratoire et de l'opérateur
- Les résultats du Compteur d'impulsion électrique 3300CR s'affichent simultanément sur l'écran et s'expriment en pourcentage ou valeurs absolues
- **Condition minimum de vente:** 1.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/compteurs-manuels-de-cellules/1999-compteur-d-impulsion-electrique-3300cr.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com