

FICHE PRODUIT

Chariot élévateur électrique, Modèle CHAR015

Référence : SOC-CHAR015

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

- Le chariot élévateur électrique est réalisé entièrement en inox.
- Il possède une poignée de guidage, un vérin puissant, 4 roues pivotantes dont 2 avec freins.
- Son empatement assez court lui confère une bonne maniabilité tout en assurant une grande stabilité.
- Les commandes électriques (montée et descente) sont reliées à 2 batteries étanches et rechargeables sur secteur 220 V.
- Il assure un nombre important de montées et de descentes une fois les batteries chargées.
- Le chariot peut être équipé d'un ensemble de rouleaux destiné au transport des cercueils.

Les dimensions

- Longueur : 2000 mm
- Largeur : 635 mm
- Hauteur : 270 à 1420 mm (simple) et 330 à 2000 mm (double)

Poids: 90 kg.

Charge maxi: 220 kg.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/chariots/2-chariot-elevateur-electrique-modele-char015.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com