

FICHE PRODUIT

Cryovials à bouchon coiffant avec joint en silicone, 3,0 ml

Référence : SPT-CRY3JSC

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Cryovials à bouchon coiffant avec joint en silicone, 3,0 ml;

- Volume utile: 2,7 ml; Dimension: Ø ext .= 12,5 mm, Haut .= 72 mm;
- Type de fond: fond rond avec jupe auto-stable;
- Tubes pour la conservation du matériel biologique jusqu'à -190 °C.
- En bouchon à vis et tube en polypropylène.
- Le même coefficient de dilatation du tube et du bouchon garantit une meilleure étanchéité à toutes les températures.
- Fermeture rapide : 1 tour 1/4.
- Zone de marquage sérigraphiée.
- Graduations au 1/10ème ml.
- Irradiés.
- Chaque sac comporte une bande d'intégrité détachable et une fermeture à glissière.
- Proposés en différentes versions.
- Volume (Total x Utile): 3,0 ml x 2,7 ml.
- Dimension Ø ext: 12,5 mm.
- Haut: 72 mm.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Conditionnement minimum de vente: 1 sac de 100 tubes.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit


<https://www.socimed.com/cryovials-a-bouchon-coiffant/2023-cryovials-a-bouchon-coiffant-avec-joint-en-silicone-3-0ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com