

FICHE PRODUIT



Cryovials 3,6 ml, bouchon o-ring coiffant fond rond avec jupe

Référence : SPT-CRY4JSC

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Cryovials à bouchon coiffant avec joint en silicone, Type de fond: fond rond avec jupe auto-stable;

- Tubes pour la conservation du matériel biologique jusqu'à -190 °C.
- En bouchon à vis et tube en polypropylène.
- Le même coefficient de dilatation du tube et du bouchon garantit une meilleure étanchéité à toutes les températures.
- Fermeture rapide : 1 tour 1/4.
- Zone de marquage sérigraphiée.
- Graduations au 1/10ème ml.
- Irradiés.
- Chaque sac comporte une bande d'intégrité détachable et une fermeture à glissière.
- Proposés en différentes versions.
- Volume (Total x Utile): 4,0 ml x 3,6 ml.
- Dimension Ø ext: 12,5 mm.
- Haut: 78 mm.
- Conditionnement minimum de vente: 1 sac de 100 tubes.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.


Page produit

<https://www.socimed.com/cryovials-a-bouchon-coiffant/2024-cryovial-3-6ml-bouchon-o-ring-coiffant-fond-rond-avec-jupe.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com