

FICHE PRODUIT



Bouchons en ouate de cellulose, pour tubes à Dia int.: 16 mm

Référence : SOC-BOC16

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Bouchons en ouate de cellulose, pour tubes à Ø int.: 16 mm;

- Forme conique pour fermeture de tubes ou flacons.
- Perméabilité à l'air facilitant les échanges gazeux.
- Dimensions (Haut. x Ø inf. x Øsup.): 30 x 13 x 16 mm.
- Pour tubes SOC-TEU18, SOC-TCP18150.
- Condition minimum de vente: boîte de 100 pièces.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/bouchons-en-ouate-de-cellulose/2034-bouchons-en-ouate-de-cellulose-pour-tubes-a-int-16mm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com