

FICHE PRODUIT

Safran du Gâtinais, en solution alcoolique

Référence : RER-3692000500

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Safran du Gâtinais, en solution alcoolique;

Conditionnement minimum de vente: 500 ml.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/cytologie-et-histologie-ral/2037-safran-du-ga-tinais-en-solution-alcoolique.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com