


FICHE PRODUIT



Bouchons à vis pour tubes SOC-TCCV16100 et SOC-TCCV16150

Référence : SOC-C15PP

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Bouchons à vis pour tubes SOC-TCCV16100 et SOC-TCCV16150;

- En bouchon polypropylène sans joint, autoclavable.
- Condition minimum de vente: carton de 1 000.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/bouchons-a-vis/2043-bouchons-a-vis-pour-tube-soc-tccv16100-et-soc-tccv16150.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com