

FICHE PRODUIT



Bouchons pour tubes en plastique, Dia int.: 11 mm

Référence : SOC-OBH11

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Bouchons pour tubes en plastique, Ø int.: 11 mm :

- * En polyéthylène + colorant;
- * Type d'obturateur: forme haute;
- * Pour tubes SOC-TH4, CEB-TH5PS, CEB-TH5PP, SOC-TH5G et SOC-TH5APG;
- * Couleurs disponibles: Naturelle translucide, rouge, blanche;
- * Conditionnement: 12 x 2 500;
- * Condition minimum de vente: 2 500.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/bouchons-pour-tubes-en-plastique/2052-bouchons-pour-tubes-en-plastique-a-int-11mm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com