

**FICHE PRODUIT**



## Sérokit-2 : Systèmes permettant la congélation de tout échantillon biologique

Référence : SOC-SEROKIT-2

### Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

## Description du produit

### Sérokit-2

Kits développés pour répondre aux spécifications relatives à la conservation des sérums, parues dans le GBEA.

### Caractéristiques :

- \* Facilité de stockage, gain de place.
- \* Recherche de l'échantillon rapide et simplifiée.
- \* Température minimum d'utilisation: -80°C.
- \* TUBES: 1 000 MICREWUBE en PP de 2 ml avec jupe.
- \* Utilisables de -80°C à +140°C.
- \* Autoclavables à 121°C.
- \* Centrifugeables jusqu'à 17 000 g.
- \* BOUCHONS: 1 000 bouchons vissants en PE avec lèvre interne assurant une parfaite étanchéité.
- \* 1 200 inserts, 6 coloris pour color code.

### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

- \* BOITE DE STOCKAGE: 10 cryoboîtes en polycarbonate autoclavables avec repérage numérique sur le couvercle et sur le fond de la boîte.
- \* Boîte pour 100 tubes.
- \* MARQUEURS: 1 étui de 4 marqueurs, 1 Bleu; 1 Vert; 1 Rouge; 1 Noir.
- \* 10 feuilles quadrillées pour la gestion de la sérothèque.
- \* Volume de sérum congelable: 1,3 L.
- \* Encombrement pour 1 000 échantillons: 8,99 L.
- \* Conditionnement minimum de vente: 1 kit.

## Conformité et garantie



### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/serokit/2054-serokit-2.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 0         |

### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)