

FICHE PRODUIT



Sérokit-3 Systèmes permettant la congélation de tout échantillon biologique

Référence : SOC-SEROKIT-3

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

SEROKIT-3

* Kits développés pour répondre aux spécifications relatives à la conservation des sérums, parues dans le GBEA.

Caractéristiques :

- * Facilité de stockage, gain de place.
- * Recherche de l'échantillon rapide et simplifiée.
- * Température minimum d'utilisation: -80°C.
- * TUBES: 1000 tubes de 3 ml en polypropylène.
- * Utilisables de -80°C à +120°C.
- * BOUCHONS: 1000 obturateurs à ailettes de 5 coloris différents (rouge, vert, jaune, blanc, bleu)
- * BOITE DE STOCKAGE: 10 boîtes à congélation CRYOSYSTEM® en carton hydrophobe avec repérage numérique et détrompeur sur le couvercle.
- * Boîtes pour 100 tubes.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- * MARQUEURS: (1 Rouge, 1 Noir).
- * Volume de sérum congelable: 2,5 L.
- * Encombrement pour 1000 échantillons: 4,24 L.
- * Conditionnement minimum de vente: 1 kit.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/serokit/2055-serokit-3.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com