


FICHE PRODUIT

Barrette de 8 microtubes de 200 µl numérotés de 1 à 8

Référence : AXY-PCR028

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Barrette de 8 microtubes de 200 µl numérotés de 1 à 8; * Recommandés pour toutes les techniques d'amplification (type PCR). * Parois fines pour favoriser les échanges thermiques, raccourcir les cycles et donc améliorer le rendement. * La Barrette s'adapte sur la plupart des thermocycleurs. * En polypropylène. * Présentés en sacs refermables. * Températures d'utilisation de la barrette: -40 °C +121 °C. * Autoclavables à 121 °C (20 min.). * Centrifugation: jusqu'à 10 000 g. * Conditionnement: 1250. * Conditionnement minimum de vente de la barrette de 8 microtubes de 200 µl numérotés de 1 à 8: Sac de 125.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/barrettes/2059-barrette-de-8-microtubes-de-200-l-numerotes-de-1-a-8.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com