


FICHE PRODUIT

Microplaques pcr,96 puits,profil surbaissé,sans jupe,affleuran

Référence : AXY-PCR96LPFLTC

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Microplaques PCR,96 puits,Profil Surbaissé,Sans jupe, Affleurant; * Recommandées pour les techniques d'amplification (standard ou Real Time PCR). * Parois fines pour favoriser les échanges thermiques, raccourcir les cycles et donc améliorer le rendement. * Présentées dans des sacs refermables. * En polypropylène. * Repérage alphanumérique des puits. * Système de détrompeur mécanique pour l'orientation. * Centrifugeables à 4000 g. * Volume des puits en ?l (Nominal/Utile/Utile avec Axymat): 220 / 200 / 106. * Méthode: * Standard ou Real Time PCR. * Compatibilité: * Thermo Cycleurs standards Biometra, Eppendorf Master qPCR, MJ Opticon, Chromo4 qPCR, BioRad iCyclers PCR. * Stratagene MX-3000. * Conditionnement: 4 x 5 sacs de 5 pièces. * Conditionnement minimum de vente: 100.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/microplaques-pcr/2064-microplaques-pcr-96-puits-profil-surbaiss-sans-jupe-affleuran.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com