


FICHE PRODUIT



Microplaques pcr,96 puits,profil standard, sans jupe, affleurant

Référence : AXY-PCR96ABC

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Microplaques PCR,96 puits,Profil standard, Surélevée, Affleurant; * Recommandées pour les techniques d'amplification (standard ou Real Time PCR). * Parois fines pour favoriser les échanges thermiques, raccourcir les cycles et donc améliorer le rendement. * Présentées dans des sacs refermables. * En polypropylène. * Repérage alphanumérique des puits. * Système de détrompeur mécanique pour l'orientation. * Centrifugeables à 4000 g. * Volume des puits en µl (Nominal/Utile/Utile avec Axymat): 335 / 300 / 260. * Méthode: * Standard. * Compatibilité: * ABI Real time PCR 5700,7300,7500,7900, séquenceurs PCR et ABI. * Conditionnement: 5 sacs de 10 pièces. * Conditionnement minimum de vente: 50.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/microplaques-pcr/2067-microplaques-pcr-96-puits-profil-standard-sans-jupe-affleurant.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com