


FICHE PRODUIT

Microplaques pcr,96 puits,profil surbaissé,demi,affleurant

Référence : AXY-PCR96LPABC

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Microplaques PCR,96 puits,Profil Surbaissé,Demi, Affleurant;

- * Recommandées pour les techniques d'amplification (standard ou Real Time PCR).
- * Parois fines pour favoriser les échanges thermiques, raccourcir les cycles et donc améliorer le rendement.
- * Présentées dans des sacs refermables.
- * En polypropylène.
- * Repérage alphanumérique des puits.
- * Système de détrompeur mécanique pour l'orientation.
- * Centrifugeables à 4000 g.
- * Volume des puits en µl (Nominal/Utile/Utile avec Axymat): 240 / 200 / 140.
- * Méthode:
- * Standard ou Real Time PCR.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- * Compatibilité:
- * BI Fast PCR, 7300, 7500 et 7800, 2700.
- * Conditionnement: 4 x 5 sacs de 5 pièces.
- * Conditionnement minimum de vente: 100.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/microplaques-pcr/2069-microplaques-pcr-96-puits-profil-surbaissé-demi-affleurant.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com