


FICHE PRODUIT

Microplaques pcr,96 puits,profil standard, demi, affleurant

Référence : AXY-PCR96M2HSC

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Microplaques PCR,96 puits,Profil standard, Demi, Affleurant; * Recommandées pour les techniques d'amplification (standard ou Real Time PCR). * Parois fines pour favoriser les échanges thermiques, raccourcir les cycles et donc améliorer le rendement. * Présentées dans des sacs refermables. * En polypropylène. * Repérage alphanumérique des puits. * Système de détrompeur mécanique pour l'orientation. * Centrifugeables à 4000 g. * Volume des puits en µl (Nominal/Utile/Utile avec Axymat): 340 / 300 / 240. * Méthode: * Standard ou Real Time PCR. * Compatibilité: * ABI Fast PCR 2700,9800,7300,7500 et 7900. * Conditionnement: 5 sacs de 10 pièces. * Conditionnement minimum de vente: 50.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/microplaques-pcr/2070-microplaques-pcr-96-puits-profil-standard-demi-affleurant.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com