

FICHE PRODUIT



Module d'extension 1 manche

Référence : RIE-300

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Description

- Les manches s'allument automatiquement lorsqu'on les prend, et s'éteignent également de façon automatique lorsqu'on les replace dans leur logement.
- Le réglage de la luminosité est conservé jusqu'à l'examen suivant.
- Ergonomique et antidérapant.
- Le rhéostat permet de réguler l'intensité lumineuse en continu ainsi que d'allumer et d'éteindre l'instrument directement au niveau du manche.
- Câble spiralé extensible jusqu'à 3 m.
- Possibilité de monter jusqu'à quatre modules de manche pour l'extension du module de base RI-FORMER.
- Station complète, avec plaque murale, vis, chevilles et plan de montage.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/2075-module-d-extension-1-manche.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com