

FICHE PRODUIT



Hotte biologique, Modèle HFsafe 900C

Référence : SOC-7BZ-HF900CA2-001

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques de la hotte biologique, Modèle HFsafe 900C:

Dispositif standard de l'unité principale:

- CLASSE II TYPE A2.
- Unité principale: (Taille à l'intérieur du volume de travail: 900mm).
- Filtre principal de type HEPA et Filtre principal de type ULPA.
- Lumière UV 900 et lumière fluorescente.
- Panneau de commande du microprocesseur LED.
- Système de surveillance en temps réel de tous les paramètres.
- Système de ventilation intelligent, ajuste automatiquement l'air.
- Système d'alarme vibratoire.
- Système de Verrouillage.
- Accessoires Optionnels d'une Hotte biologique.
- Rectifieuse sans roulettes.
- Rectifieuse avec freins à roulettes.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Long 1125 x Lar 945 x Hauteur 1710.
- Poids 175kg.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/hottes-biologiques/2082-hotte-biologique-model-hfsafe-900c.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com