

FICHE PRODUIT

Film « ultra clear » pour méthode standard ou real time pcr

Référence : AXY-UC500

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Film « Ultra clear » pour méthode Standard ou Real Time PCR; pour 96 ou 384 puits; * Couleur transparent. * Conditionnement: Carton de 100 pièces. * Conditionnement minimum de vente: 100.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/microplaques-pcr/2086-film-ultra-clear-pour-methode-standard-ou-real-time-pcr.html>

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com