

FICHE PRODUIT

Film aluminium pour microplaques

Référence : AXY-PCRSPAL

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Film aluminium pour microplaques; * Offre un scellage exceptionnel sur les microplaques dans une plage de variation de températures importante (- 80 °C à + 104 °C) et au contact de réactifs. * Utilisé avec les Mats de compression Axygen, permet un scellage pendant le thermocyclage. * Recommandé pour les échantillons photo-sensibles ; son adhésif uniformément appliqué offre un scellage des puits optimal. * Conditionnement: Carton de 100 pièces. * Conditionnement minimum de vente: 100.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/microplaques-pcr/2087-film-aluminium-pour-microplaques.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com