

FICHE PRODUIT



Support abaisse-langue modèle ri-scope, avec anti-vol

Référence : RIE-10534-301

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Description:

- Avec lampe halogène HL 2,5 V.
- La qualité haut de gamme des fibres optiques assure la concentration et la transmission optimales de la lumière. La lumière froide et similaire à celle du jour rend l'examen très agréable, pour le patient comme pour le médecin.
- La fixation et la désolidarisation de l'abaisse-langue en bois sont assurées par le dispositif à languette-poussoir, lequel garantit un maintien sûr
- Fermeture à baïonnette, pour la fixation rapide et sûre sur le manche.
- Fabriqué en matière plastique ABS, le boîtier robuste et léger garantit une longévité très élevée.
- Le remplacement de la lampe est aisé et s'effectue au niveau de la face inférieure de la tête de l'instrument.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/prelevements-divers/2089-support-abaisse-langue-modele-ri-scope-avec-anti-vol.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com