

FICHE PRODUIT



Cuve de coloration en verre avec couvercle

Référence : SOC-CCV

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

- Description

Cuve en verre

Matière : en Verre

Capacité maxi (lames 26x76mm) : 20

Dimensions LxIxH (en mm) : 105x85x80

Livré avec couvercle : Oui

Couleur du couvercle : Transparent

Forme : Rectangulaire

Autres caractéristiques : Cuve à coloration en verre avec couvercle, à utiliser avec le portoir réf. SOC-P20L pour 20 lames 76x26mm dos à dos

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/ensemble-pour-coloration/209-cuve-en-verre.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com