

FICHE PRODUIT



Film en polyester

Référence : AXY-PCRSP

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Film en polyester; * l'adhésif acrylique uniforme évite les phénomènes de bords dans les applications ELISA. * Compatible avec les plaques de culture cellulaire, pour un stockage court terme et l'incubation, pour le transport et le confinement des solutions dangereuses. * Température d'utilisation : - 40 °C à + 104 °C. * Conditionnement: Carton de 100 pièces. * Conditionnement minimum de vente: 100.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/microplaques-pcr/2090-film-en-polyester.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com