


FICHE PRODUIT



Films transparents pour microplaques

Référence : AXY-PCRTS

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Films transparents pour microplaques; * Scellage exceptionnel qui protège les échantillons pendant le transport ou le stockage. * Lorsqu'il est utilisé avec un mat de compression, ce film empêche la contamination croisée. * Température d'utilisation : - 40 °C à + 104 °C. * Conditionnement: Carton de 100 pièces. * Conditionnement minimum de vente: 100.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/microplaques-pcr/2091-films-transparents-pour-microplaques.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com