

FICHE PRODUIT

Combi-box, boîte avec couvercle

Référence : SOC-COMBIBOX

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Combi-Box, Boîte avec couvercle;

- Permettent le transport et le stockage de tubes PCR.
- Empilables.
- Boîte avec couvercle transparent pour les plaques PCR 96 et 384 puits, ainsi que des Combi-Rack.
- Dimensions L x l x h (mm): 140 x 90 x 40.
- Conditionnement minimum de vente des Combi-Box: Boîte de 5 pièces.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/combi-box-et-combi-rack/2092-combi-box-boarte-avec-couvercle.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com