

**FICHE PRODUIT**



## Réfrigérateur à température basse, Modèle HF208-U40

Référence : SOC-HF208-U40

### Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

## Description du produit

### Description du Réfrigérateur à température basse

- Deux portes toutes intérieures et extérieures.
- Quatre clayettes principales
- Un bag en acier

### Spécification techniques du Réfrigérateur à température basse

- Volume Total: 196 L
- Température (°C): -10~-25
- Largeur: 670 mm
- Profondeur: 1180 mm
- Hauteur: 1135 mm

#### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

- Poids: 86 Kg

## Conformité et garantie

**CE**

Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/refrigerateur/2103-refrigerateur-a-temperature-basse-modele-hf208-u40.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 1         |

## Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)