

FICHE PRODUIT

Tête pour rétinoscope (skiascope) modèle ri-scope, Sans antiv

Référence : RIE-10546

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

L'instrument nécessaire est toujours à portée de main : une grande diversité de têtes d'instrument est disponible pour le modèle ri-former.

Elle est équipée de l'éclairage 3,5 V au xénon, au choix avec ou sans antivol.

Il est possible de protéger les têtes d'instrument contre le vol : pour cela, il suffit simplement d'utiliser la clé pour hexagonale livrée avec le produit.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/2109-tete-pour-retinoscope-skiascope-modele-ri-scope-sans-antiv.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com