

FICHE PRODUIT

Set dermatologique, Modèle Ri-derma

Référence : RIE-3390

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Le **dermoscope Ri-derma** offre aux médecins généralistes et spécialistes une méthode fiable d'examen médical dermatoscopique et de dépistage précoce des mélanomes malins.

Caractéristiques:

- Manche à piles de type C, avec rhéostat HL 2,5 V
- Deux embouts cutanés: un gradué et un non gradué
- Possibilité de choisir entre l'éclairage XL 3,5 V au xénon et l'éclairage halogène HL 2,5 V.
- Grossissement de la structure cutanée au facteur 10, grâce à la lentille achromatique à focale variable.
- Le boîtier noir robuste et étanche à la poussière, en métal chromé est doté de deux fermetures de sécurité à glissières, l'étui robuste au design attrayant protège les têtes de l'instrument, l'embout cutané et les manches de façon optimale.
- Protection pratique de la lunette.
- Fermeture à baïonnette, pour la fixation rapide et sûre de la tête de l'instrument sur le manche.
- Le produit est livré avec un embout cutané à graduation.

Le set est disponible avec différents manches qu'il est possible de commander au choix en combinaison avec la station de chargement ri-chargeur.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Le produit est livré avec une brochure détaillée sur la dermatoscopie.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/instruments-dermatologiques-medicaux/2112-set-dermatologique-modele-ri-derma.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com