

FICHE PRODUIT



Station de diagnostic avec horloge Riester

Référence : RIE-3651-300

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

La station de diagnostic ri-former s'adapte à tous les besoins :

- Elle est disponible avec un ou deux manches ainsi qu'en modèle avec ou sans horloge ;
- Elle est raccordée à l'alimentation secteur, ce qui la rend indépendante de toutes piles ou batteries.

CARACTERISTIQUES

- Sans têtes d'instrument, 2 manches 3.5 V/120 V
- Avec horloge
- Station complète, avec plaque murale, vis, chevilles et plan de montage.
- Les modèles fonctionnant sur 230 V sont livrés avec un affichage au format 24 heures
- Les modèles fonctionnant sur 120 V sont livrés avec un affichage au format 12 heures.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/instruments-dermatologiques-medicaux/2113-station-de-diagnostic-avec-horloge-riester.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com